



Castelfidardo (AN) Italy - Via E. Berlinguer, 11  
www.beauty09.it - info@beauty09.it  
Simone cell. 338.5353693 - Fabrizio cell. 335.1337627

TIMBRO St. Med.



EPILAZIONE PERMANENTE

LASER A  
DIODO 808

DI NUOVA  
GENERAZIONE



Tecnologia  
Italiana

## COS'È IL LASER A DIODO?

Il Laser a **Diodo 808nm** viene utilizzato per la rimozione permanente dei peli superflui di tutto il corpo, per l'uomo e per la donna, per tutto l'anno e per tutti i fototipi.

La nostra apparecchiatura Laser, **Made in Italy**, è disegnata e costruita specificatamente per la rimozione permanente dei peli superflui, ed è progettata nell'assoluto rispetto di tutti gli standard di sicurezza e normative internazionali ma con potenze superiori dedicato alla medicina estetica professionale.

Come è ben noto, il principio fisico su cui si basa l'azione del laser a diodi è la fototermolisi selettiva; la melanina si addensa in modo continuo nel follicolo pilifero e lungo il fusto del pelo; Il raggio laser mira selettivamente, cioè, senza poter danneggiare minimamente i tessuti circostanti, al colore della melanina che, assorbendo il calore generato dall'erogazione di energia foto-termica, subisce un aumento di temperatura che porta alla devitalizzazione del follicolo stesso, alla caduta del pelo e all'inibizione della sua ricrescita. Rispetto alle tecnologie più utilizzate per la rimozione dei peli, il trattamento con il laser a diodo ha dato prova di essere:

**PIÙ EFFICACE • PIÙ VELOCE • PIÙ SICURO**



**BEAUTY**  
MEDICAL LINE



**BEAUTY**  
MEDICAL LINE

DA **29€**  
A TRATTAMENTO

### ● PER CHI E DOVE È ADATTO?

È eccellente sia per uomini che per donne, con tutte le condizioni di colore di pelle e pelo, in tutte le stagioni dell'anno

### ● QUANDO NON SI USA?

Non si utilizza su lesioni cutanee, problematiche dermatologiche, minorenni, persone che assumono farmaci di tipo ormonale o cortisonico e sul pelo bianco.

### ● TRATTAMENTI NECESSARI?

Il numero dobbiamo stabilirlo insieme valutando la condizione di partenza della cute, del pelo e delle precedenti abitudini epilatorie. Il numero minimo varia dai 5 ai 10 trattamenti.

### ● È DOLOROSO?

Grazie al doppio raffreddamento ad aria di nuova generazione, che utilizza sia le celle di Peltier (puntale) ed un sistema interno a neofrene; garantisce una maggiore velocità di esecuzione completamente indolore mantenendo elevatissimi standard di risultati in totale confort per il paziente.

### ● QUANTO COSTA?

Dipende dall'area trattata e dal numero di applicazioni necessarie, zone piccole, per esempio i baffetti, partono da soli € 29,00 a trattamento.